



EINE ECHE INNOVATION - Die teilbare Kopfplatte

Mit der so genannten teilbaren Kopfplatte muss das Herzstück der Anlage – der Verdampfer – für Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten nicht mehr ausgebaut werden!

Eine neue und fortschrittliche Designlösung!

Einfache und schnelle Demontage und Montage

Durch den Verbleib des Verdampfers an Ort und Stelle können die Demontage und Montage des z.B. Wischerkorbes wesentlich schneller durchgeführt werden. Weitere Pheriperteile bleiben ebenfalls unangetastet.

Deutlich reduzierte Wartungszeiten

Durch die absolute Minimierung der Eingrifftiefe in die Anlage werden die Wartungszeiten deutlich reduziert.

Hohe Sicherheit vor Glasbruch

Da die Bauteile aus Glas nicht mehr ausgebaut werden müssen, können Glasbrüche beim Handling nahezu ausgeschlossen werden.

Höherer Output

Durch die deutliche kürzere Standzeit Ihrer Anlage bei z.B. Reinigung des Apparates oder Tausch von Verschleißteilen kann der Produktionsprozess umgehend wieder gestartet werden.

Umsatzsteigerung

Durch kürzere Wartungs-, Reparatur- und Reinigungszeiten verlängern sich die effektiven Produktions- bzw. Laufzeiten Ihrer Anlage. Dies kann zu einer deutlichen Umsatzsteigerung beitragen.

Erkenntnisgewinn in Forschung & Entwicklung

Die Reduktion der Standzeiten erzielt auch einen unterbrechungsarmen Erkenntnisgewinn bei z.B. Machbarkeitsstudien.



UMBAU-KIT „Innovation Kopfplatte“

für Kurzwegdestillationsanlagen Typ KDL5

Für Kunden, die bereits eine Kurzwegdestillationsanlage Typ KDL5 betreiben, haben wir ein einfaches **UMBAU-KIT „Innovation Kopfplatte“** zusammengestellt.

Wir beraten Sie hierzu gerne.

UIC GMBH

Am neuen Berg 4
63755 Alzenau, Germany

T +49 6023 950-240

E aftersales@uic-gmbh.de

